

GUIDE
DES SOINS POUR
UN ENFANT AYANT
UN CONFORMATEUR
NARINAIRE



Association Francophone
des Fentes Faciales

Centre de compétences
des fentes
et malformations faciales
de Normandie



FILIERE SANTÉ
MALADIES RARES
Tercou
MALFORMATIONS RARES TÊTE/DOU DENTS



Réseau des Fentes
et Malformations
Faciales

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT
BÂTIMENT ROBERT DEBRÉ

SOMMAIRE

DÉFINITION 3

SOINS ET POSE DU CONFORMATEUR 4


SURVEILLANCE ET CONDUITE À TENIR 6

NOTES 7

COORDONNÉES

● DÉFINITION

Le conformateur narinaire est constitué de 2 tubes en silicone reliés par une languette.



Il sert à maintenir les ailes du nez symétriques et la cloison nasale au milieu afin d'obtenir une cicatrisation en bonne position.

Ce conformateur doit être porté le plus longtemps possible. Dans l'idéal 9 mois jours et nuits, selon la bonne tolérance de votre enfant.


Il vous sera expliqué comment poser le conformateur et le maintenir dans le nez avec un Stéri-Strip™ lors de la consultation post-opératoire au quinzième jour.

Ce guide est destiné à vous aider pour la pose de celui-ci à la maison.


SOINS ET POSE DU CONFORMATEUR

Le conformateur doit être lavé une fois par jour minimum et chaque fois que votre enfant le retire. Par exemple profitez du temps du bain pour ce nettoyage.


- Lavez-vous les mains.
- Décollez le Stéri-Strip™ qui retient le conformateur au nez, retirez le conformateur et détachez le Stéri-Strip™ de celui-ci.
- Lavez le conformateur avec de l'eau et du savon. Aidez-vous si besoin d'un coton tige pour retirer les sécrétions à l'intérieur des tubes.



- Rincez et séchez-le.
- Déposez-le dans une boîte que vous aurez prévue à cet effet le temps de faire le bain ou de faire un lavage de nez à votre enfant s'il est enrhumé.
- Avant de repositionner le conformateur, enroulez l'extrémité d'un Stéri-Strip™ autour de la languette.
- Assurez-vous avant la pose que le conformateur est bien dans le bon sens, la pointe de la pyramide vers le haut.



- Introduisez le conformateur dans chaque narine et poussez-le de façon perpendiculaire au nez.



- Attachez-le à l'aide du Stéri-Strip™ et si besoin remettez un Stéri-Strip™ perpendiculairement au premier pour que le conformateur tienne bien.

Le conformateur doit dépasser légèrement pour bien soutenir les ailes du nez.

🌀 SURVEILLANCE ET CONDUITE À TENIR

Si le conformateur devient trop petit, qu'il se casse ou que vous le perdez avant la prochaine consultation de contrôle, n'hésitez pas à contacter la consultation de chirurgie pour en obtenir un autre.

En attendant d'avoir le nouveau, remettez le conformateur précédent pour maintenir la correction.

Pour rappel, gardez toujours le-s conformateur-s précédent-s en cas de besoin.



COORDONNÉES

Chirurgien :

DR Jean-Baptiste LECA

Secrétariat : 02 32 88 81 61

Puéricultrice référente :

Madame Catherine FOSSE

Téléphone consultation chirurgicale : 02 32 88 01 76

Mail : catherine.fosse@chu-rouen.fr

